

DISPOSITIVO DE PUNCIÓN



DISPOSITIVO DE PUNCIÓN ADVOCATE

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Características:

1. Diseñado con interruptor de seguridad – el disparador se cierra cuando está destapado.
2. 6 ajustes de profundidad
3. Eyección de lanceta más fácil y segura
4. Aprobado para pruebas en sitios alternos
5. Compatible con todas las lancetas ADVOCATE.

El paquete incluye: (1) dispositivo de punción, (1) manual de instrucción.

DISPOSITIVO DE PUNCIÓN ADVOCATE

Características:

Diabetes: DISPOSITIVO DE PUNCIÓN

1. 5 ajustes de profundidad
2. Aprobado para pruebas en sitios alternos
3. Compatible con todas las lancetas ADVOCATE.

El paquete incluye: (1) dispositivo de punción, (1) manual de instrucción.