

RODILLERA PRO OA



La Rodillera OA es una manga de rodilla única y compresiva con un sistema Dynamic Force Strap, diseñado para aliviar el dolor de las primeras etapas de la osteoartritis (OA). El tejido dinámico 3D MotionTech™ es de apoyo y cumple con los requisitos de compresión de grado médico certificados, y ha demostrado ser superior a las marcas líderes en absorción de humedad y transpirabilidad, manteniendo la rodilla fresca durante el uso. La tecnología CoolVent™ en el área poplítea mejora la transpirabilidad y la comodidad, mientras que los gráficos distintivos de la rótula ayudan con la colocación intuitiva de la funda. La bisagra StayBilizer™ integrada, construida con material EVA ligero y flexible, es adecuada para deportes, como el fútbol.

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [ÖSSUR](#)

Descripción



Indicaciones para el uso:

- Para la osteoartritis y otras afecciones de la rodilla que pueden beneficiarse de la descarga y / o compresión, como;
- Dolor medial o lateral de rodilla
- Osteoartritis unicompartmental temprana o leve de la rodilla.
- Degeneración sintomática de menisco unicompartmental