

CÁMARAS VISITABLES BIOQUELL (SAS CABINA)



Rating: Not Rated Yet

Price

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer: [Bioquell](#)

Description

Las cámaras visitables de Bioquell (SAS Cabina) están diseñadas para la descontaminación rápida mediante VPH de materiales que deben transferirse entre zonas controladas. Las especificaciones incluyen: construcción en acero inoxidable, diferentes tamaños, juntas hinchables, ventiladores de distribución y catalizador de H₂O₂ integrados e instalación en foso o con rampa.