

## REBOUND POST OP KNEE / ORTESIS POST OPERATORIA PARA RODILLA



La solución de refuerzo de rodilla postoperatoria simple y versátil que es fácil para todos. Ya sea que ajuste la ROM, establezca el bloqueo de caída o altere la longitud de la abrazadera, apreciará la simplicidad de la rodillera de rebote postoperatorio.

Rating: Not Rated Yet

**Price**

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer: [ÖSSUR](#)

Description

Indicación de uso

- ACL, PCL, MCL, LCL reparaciones / lesiones
- Reparaciones meniscales
- Fracturas de meseta tibial

- Reparaciones del tendón rotuliano
- Reparaciones osteocondrales
- Fracturas condilares
- Esguinces / distensiones de rodilla
- HTO (osteotomía tibial alta)

### Características y Beneficios

- Diseño sin herramientas y embalaje multipropósito Smart-Fit <sup>™</sup>
- Disponible en contorno universal, izquierdo o derecho y pediátrico
- Marco telescópico de 18.5 "-27.5" (47-69.5cm) (Adulto) y 15.5 "-21.5" (39.5-54.5cm) (Pediátrico)
- Bisagra ROM OneTouch <sup>™</sup> fácil de ajustar con capacidad de bloqueo
- Código de colores y marco numerado para la educación del paciente.
- Hebillas de sujeción rápida para una fácil aplicación.