

LANCETAS



Lancetas ADVOCATE Las lancetas ADVOCATE tiene aguja ultra-fina (30 g), tri-biselada para el muestreo prácticamente indoloro. Nuestro consistente control de penetración de la profundidad es eficaz y penetra en la piel cada vez, lo que no hay necesidad de múltiples pinchazos de dedo con cada prueba. Diseño universal; las lancetas ADVOCATE encaja en casi todos los dispositivos de punción. Las lancetas están disponibles en Twist-top, Pull-top y Thin.

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Características:

1. Disponible tapas Pull-top, Twist-top y Thin.
2. Aguja ultra-fina con punta tri-biselada 30G
3. Compatible con la mayoría de los dispositivos de punción.

4. Disponible en paquetes de 100 lancetas estériles.