

ICEROSS SEAL-IN ® X5 TRANSTIBIAL CON OLA

ENCAJES ICEROSS

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [ÖSSUR](#)

Descripción

El encaje de silicona Seal-In X5 incorpora una serie de cinco anillos, que se adaptan a la forma del miembro residual y a las paredes del encaje rígido, proporcionando un sello hermético. El Iceross Seal-In X5 con Olas ofrece seguridad y libertad de movimiento.

Össur recomienda que el encaje de silicona transtibial Iceross Seal-In X5 con Olas se utilice con la válvula de expulsión de aire Icelock® de la serie 500.