

LP ROTATE™



PIES FLEX-FOOT

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [ÖSSUR](#)

Descripción

El LP Rotate con EVO ha sido especialmente diseñado para personas con miembros residuales largos, cuya distancia al suelo es insuficiente para el Re-Flex Rotate con EVO. Este robusto pie con almacenamiento de energía ofrece absorción de impacto rotacional para reducir las fuerzas de cizallamiento en el miembro residual. Se trata de una combinación entre el módulo de mortiguación Rotate con el módulo de pie LP Vari-Flex.

La característica EVO* de Össur permite que la planta del pie se utilice en todo su potencial, lo que mejora notablemente la progresión de marcha natural. *La Optimización del Vector de Energía controla la transferencia de las fuerzas de reacción del suelo hacia el pie protésico. Cada paso se optimiza para lograr la máxima eficiencia, lo que ayuda a reducir la fatiga y la tensión sobre el miembro sano.